

Symbolübersicht

Icon overview | Przegląd symboli | Обзор символов | Sembollere genel bakış

Inkontinenzereignisse

Incontinence events | Zdarzenia związane z nietrzymaniem moczu | Эпизоды недержания | İnkontinans durumları



Kein Urin	Wenig	Mittel	Viel	Voll
No urine	Little	Medium	A lot	Full
Brak moczu	Mało	Średnio	Dużo	Pełna
Нет мочи	Небольшие	Средние	Сильные	Обильные
İdrar yok	Az	Orta	Çok	Dolu

Ab 2024:
As of 2024 | Od 2024 r | C 2024 r | 2024'ten itibaren

Kein Stuhl	Stuhl erkannt
No stool	Stool detected
Brak stolka	Wykryto stolec
Отсутствие табуретки	Обнаружен кал
Tabure yok	Dışkı tespit edildi

Sturzerkennung

Fall detection | Wykrywanie upadku | Обнаружение падения | Düşme algılama



Sturzverdacht
Suspected fall
Podejrzenie upadku
Предполагаемое падение
Şüpheli düşme

Sichere Zone


Safe Zone | Strefa oszczędzania | Зона сохранения | Bölgeyi Kurtar



Sichere Zone verlassen
Safe Zone was left
Bezpieczna strefa została opuszczona
Безопасная зона покинута
Güvenli bölge terk edildi

Bewegungserkennung

Motion detection | Wykrywanie ruchu | Определение положения | Hareket algılama



Beispiel:
Example | Przykład | Пример | Örnek



Bewegung von Rücken auf links (15°)	Mikrolagerungsintervall erreicht	Mikrolagerung durchgeführt	Lagerungsintervall erreicht
Movement from back to the left (15°)	Micro positioning interval reached	Micro positioning conducted	Positioning interval reached
Ruch od tyłu w lewo (15°)	Osiągnięto interwał mikro pozycjonowania	Przeprowadzony interwał mikro pozycjonowania	Osiągnięty interwał pozycjonowania
Движение сзади налево (15°)	Достигнут интервал микропозиционирования	Проведен интервал микропозиционирования	Достигнут интервал позиционирования
Arkadan sola doğru hareket (15°)	Mikro konumlandırma aralığına ulaşıldı	Mikro konumlandırma aralığı gerçekleştirildi	Konumlandırma aralığına ulaşıldı

Symbolübersicht

Icon overview | Przegląd symboli | Обзор символов | Sembollere genel bakış

Systemereignisse

System events | Zdarzenia systemowe | Функции системы | Sistem durumları



Keine Daten- verbindung

No data connection
Brak połączenia danych
Нет подключения для передачи данных
Veri bağlantısı yok



Kein Clip am IKP befestigt

No clip connected to ICP
Zamocuj klips do ICP
Закрепите зажим на ИКР
Klipsi IKP'ye takın



Clip nicht korrekt angebracht

Clip not properly attached
Klips nie jest prawidłowo zamocowany
Зажим закреплён неправильно
Klips düzgün takılmamış



2 Clips zeitgleich in Benutzung

2 clips in use at the same time
2 klipsy używane w tym samym czasie
Одновременное использование 2 зажимов
2 klips aynı anda kullanımda



Clip vermutlich entsorgt

Clip probably disposed
Klips prawdopodobnie wyrzucony
Зажим, вероятно, утилизирован
Klipsin şarjı bitti



Clip aufladen

Clip needs charging
Klips wymaga naładowania
Зарядите зажим
Klipsin sarj edilmesi gerekiyor

Clip-Batterie leer

Clip battery empty
Bateria klipsa rozładowana
Акумулятор зажима разряжен
Klipsin pili bitti

Vom Symbol zur Aktion

From icon to action | Od ikony do działania | От значка к действию | Simgeden eyleme

